



APARAT PROFESIONAL 7 ÎN 1 imatrend®

TRATAMENT FACIAL | LIFTING | REJUVENARE

Tehnologie EMS & RF | Terapie Photonică LED |
Mezoterapie fără ace | Vibromasaj

Lifting & Tonifiere | Tratament Facial Anti-Aging |
Îngrijire Ochi | Curățarea Porilor















MANUAL DE UTILIZARE



CUPRINS

imatrend®

| | |
|---|----|
|  1. Măsurile de siguranță | 3 |
|  2. Specificațiile produsului | 4 |
|  3. Componenta produsului | 5 |
| 4. Lista de accesorii | |
|  5. Principiile tehnologiei | 6 |
| 6. Moduri de funcționare | |
|  7. Îndrumare pentru folosirea celor 7 moduri | 7 |
|  8. Ghid pas cu pas pentru cele 7 moduri | 8 |
|  9. Sfaturi de îngrijire a pielii (Rutina) | 9 |
|  10. Avertisment suplimentar și precauții | 14 |
|  11. Întreținere și curățare produs | 15 |
|  12. Depanare | 16 |
| 13. Contact | |
|  14. Certificat de Garanție | 17 |
|  15. ... | 18 |



1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Manual de operare în condiții de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs.
- Păstrați acest manual într-un loc sigur. Dacă transferați produsul către o terță parte, asigurați-vă că acest manual este inclus împreună cu aparatul.
- Orice operațiune neconformă cu instrucțiunile din acest manual poate duce la vătămări corporale grave, daune materiale sau deteriorarea produsului însuși.
- Compania noastră nu își va asuma nicio răspundere legală pentru pierderile cauzate de neutilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile.
- Vă rugăm să acordați o atenție deosebită instrucțiunilor referitoare la siguranța dvs. personală pentru a evita accidentele sau eventualele deteriorări ale produsului.
- Fiți precauți atunci când utilizați produsul pentru a evita posibilele pericole.
- Depozitați produsul în siguranță și țineți-l departe de copii sau de persoanele care nu pot evalua riscurile de mediu.
- Nu depozitați produsul în locuri înalte pentru a evita riscul de cădere accidentală.

Atenție:

- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți operații estetice faciale recente, implanturi metalice sub piele sau pacemaker.
- Este interzis persoanelor cu boli de piele, alergii la metale/cosmetice, pacienților cu tuberculoză, hipertensiune sau afecțiuni acute.
- Nu se recomandă în timpul sarcinii, alăptării, menstruației sau pentru copii sub 12 ani.
- Nu folosiți pe răni deschise, mucoase, mărul lui Adam sau direct pe globul ocular.
- Îndepărtați bijuteriile metalice, ochelarii și lentilele de contact înainte de utilizare.
- Timpul de utilizare recomandat nu trebuie să depășească 15 minute per sesiune.



2. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

| Parametru | Detalii Tehnice |
|-------------------------|--|
| Nume Produs | Aparat Profesional Anti-aging și Rejuvenare 7 în 1 |
| Tensiune de Intrare | 5V / 1A (încărcare USB) |
| Putere Nominală | 4W |
| Capacitate Baterie | 750 mAh (Litiu-Ion) |
| Timp de Încărcare | Aproximativ 3 ore |
| Autonomie Standby | Aproximativ 45 de zile |
| Niveluri de Intensitate | 3 Trepte (Low / Medium / High) |
| Tehnologii Integrate | EMS, RF, Vibrații, Terapie LED (Roșu, Albastru, Portocaliu) |
| Zona corporală | Ten, Ochi, Buze, Gât |
| Utilizare | Piele uscata, Piele umeda |
| Tipul de ten | Gras, Mixt, Cu imperfecțiuni, Sensibil Normal |
| Dimensiuni | 160 x 50 x 54 mm (6.29 x 1.96 x 2.12 in) |
| Greutate Netă | 100 gr (3.20 oz) |
| Pachetul conține | Dispozitivul principal, Inelul de fixare, Baza, Cablu de încărcare, Manual de utilizare. |



3. COMPONENTA PRODUSULUI




Interfața de Control și Afișaj

Pentru a utiliza dispozitivul corect, urmăriți indicatorii de pe ecranul LCD și funcțiile butoanelor de control:

A. Indicatorul Simbolului Bateriei

Starea energiei este semnalizată prin culori și moduri de iluminare:

- Alb: Nivel de baterie normal.
- Roșu: Baterie descărcată (dispozitivul trebuie încărcat).
- Clipire: Dispozitivul este conectat și se încarcă.
- Luminos (Fix): Încărcarea este completă.



Încărcare completă înainte de prima utilizare (3 ore).

B. Funcțiile Butoanelor

Aparatul dispune de două butoane principale care controlează toate funcțiile:

1. Butonul de Intensitate:

- **Apăsare scurtă:**
Modifică nivelul de intensitate al curentului (3 trepte: **L** - Scăzut, **M** - Mediu, **H** - Ridicat).
- **Apăsare lungă:**
Activează sau Dezactivează funcția de vibrație.
Această funcție este versatilă și poate fi ajustată pentru fiecare mod de lucru în parte, în funcție de confortul dumneavoastră.

2. Butonul ON/OFF și MOD :

- **Apăsare lungă (3 secunde):**
Pornirea sau Oprirea dispozitivului (ON/OFF).
- **Apăsare scurtă:** Comută între cele 7 moduri de funcționare disponibile pe ecran.



4. LISTA DE ACCESORII

- Dispozitivul principal
- Inel de fixare (montat pe dispozitiv).
- Bază de susținere/încărcare.
- Cablu de date USB.
- Manual de utilizare



5. PRINCIPIILE TEHNOLOGIEI

Aparatul Anti-aging și Rejuvenare Facială Ima Trend este un instrument avansat de înfrumusețare care integrează microcurentul EMS (ioni galvanici), vibrațiile de masaj cald și terapia photonică (lumină **roșie**, **albastră** și **portocalie**). Această combinație tehnologică este concepută pentru a realiza o curățare profundă a porilor, o întinerire vizibilă a țesuturilor și un lifting facial de durată.



Înainte de a începe tratamentul, este important să înțelegeți tehnologiile avansate care lucrează pentru sănătatea pielii dumneavoastră:

1. **Microcurrent EMS (Ioni Galvanici):** Folosește principiul celui mai delicat curent de impuls (anod și catod) pentru a atrage, înmuia și descărca eficient grăsimea și murdăria din profunzimea porilor.
2. **Vibrații:** Adoptă vibrații fizice, un mod de stimulare electrică precisă pentru a crește elasticitatea pielii și a spori metabolismul celular.
3. **Masaj cald:** Promovează absorbția optimă a produselor de îngrijire a pielii, ajută la întinderea texturii cutante și menține pielea plină de elasticitate.
4. **Terapia cu Lumină LED (Photonică):**
 - **Lumina Roșie (640nm-650nm):** Pătrunde adânc în derm, stimulează circulația sângelui și producția de colagen pentru a diminua ridurile și a conferi fermitate. Încurajează producția de noi celule (regenerare).
 - **Lumina Albastră (415nm):** Are efect antiinflamator rapid. Reduce secreția de sebum și elimină bacteriile acneice și petele, îmbunătățind condiția tenului gras sau problematic.
 - **Lumină Portocalie (600nm):** Ajunge în profunzimea pielii (1-2 mm), tratează în mod eficient punctele roșii, ameliorează inflamația și promovează metabolismul pentru a conferi pielii un aspect mai alb și mai luminos.





6. MODURI DE FUNCȚIONARE

Acest aparat oferă soluții personalizate pentru problemele tenului, combinând căldura, vibrațiile și terapia LED:

- **CLEAN (CURĂȚARE):** Senzația de încălzire ajută la deschiderea porilor, realizând o curățare în profunzime. Rezultatul este rafinarea porilor, diminuarea petelor post-acneice și remedierea aspectului pielii obosite/închise la culoare.
- **RF LED (LED INFRAROȘU):** Utilizează lumina roșie pentru a activa elasticitatea celulară. Aceasta promovează sinteza de proteine și colagen, lucrând în sinergie cu masajul cald și vibrațiile pentru a lăsa pielea netedă și fermă.



- **ACNE-T (ACNEE):** Lumina albastră este ideală pentru reducerea acneei, deoarece inhibă eficient inflamația pielii și secreția excesivă de ulei (sebum), îmbunătățind vizibil dimensiunea porilor.
- **WHITEN (ALBIRE):** Lumina portocalie reface energia celulelor și accelerează metabolismul cutanat. Activează pielea pentru a-i reda strălucirea naturală și un aspect mai alb/luminos.
- **IMPORT (MEZOTERAPIE):** Microcurentul și încălzirea conduc produsele de îngrijire (seruri, esențe) în profunzimea pielii. Împreună cu terapia LED și vibrațiile, fac ca straturile inferioare ale pielii să absoarbă nutrienții, lăsând tenul hidratat și protejat.
- **EMS UP (LIFTING):** Masajul cu microcurenți EMS promovează circulația sângelui și îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii. Aspectul facial va fi în cea mai bună stare.
- **EYE CARE (ÎNGRIJIREA OCHILOR):** Masajul cu vibrații calde special conceput pentru zona delicată a ochilor. Ameliorează oboseala, conduce crema de ochi în profunzime și promovează absorbția, oferind luminozitate privirii.



7. ÎNDRUMARE PENTRU FOLOSIREA CELOR 7 MODURI

Reguli Generale de Siguranță și Eficiență:

1. **Pregătire:** Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
2. **Testare:** Încercați dispozitivul pe o porțiune mică de ten (zona maxilarului) pentru a verifica sensibilitatea. Începeți întotdeauna cu treapta 1 de intensitate.
3. **Circuitul Corpului:** Pentru ca tehnologia EMS și Ionii să funcționeze, trebuie să țineți degetele pe benzile senzorului de ioni (laterale) și să atingeți pielea cu capul metalic. Păstrați pielea umedă în permanență.
4. **Curățarea Corectă:** În modul CLEAN, folosiți doar tonic sau demachiant lichid (nu uleios). Pentru exfoliere, nu folosiți loțiuni demachiante grase.

5. **Contactul:** Dacă folosiți aparatul pe o altă persoană, trebuie să mențineți contactul fizic (atingeți pielea persoanei cu cealaltă mână) pentru a închide circuitul electric.
6. **Auto-Oprire:** Dispozitivul se oprește automat după 5 minute dacă nu schimbați modul.


NOTĂ IMPORTANTĂ:

ÎNAINTE DE UTILIZARE, VĂ RUGĂM SĂ PARCURGEȚI CU ATENȚIE SECȚIUNEA NR. 10: AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ DE LA PAG. 15.


8. GHID PAS CU PAS PENTRU CELE 7 MODURI

Modul [CLEAN] (Curățare Profundă)

Se utilizează obligatoriu cu inelul de fixare și discheta de bumbac.



- **Pregătire:** Așezați o dischetă de bumbac curată peste capul metalic al dispozitivului și fixați-o cu inelul de plastic. Apăsați ușor până se blochează.
- **Aplicare:** Turnați demachiant sau tonic de curățare pe dischetă până când este bine îmbibată (nu folosiți uleiuri).
- **Pornire:** Apăsați lung butonul de pornire (3 sec.) și selectați modul CLEAN.
- **Utilizare:** Asigurați-vă că degetele ating benzile laterale (senzorii) în timpul utilizării. Mișcați dispozitivul pe față cu mișcări circulare, evitând zona ochilor.



(1) Plasează o dischetă de bumbac



(2) Fixează inelul



(3) Aplicați demachiant/tonic de curățare



(4) Pornirea: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.




(5) Țineți degetele în contact cu senzorii



(6) Curățați fața

Sfaturi pentru Modul CLEAN:

- NU folosiți cleansere uleioase: Acestea pot bloca porii sau pot deteriora inelul de fixare. Folosiți doar produse pe bază de apă (apă micelară, tonic).
- Direcția mișcării: De jos în sus și dinspre centrul feței spre exterior.
- Frecvență: Recomandăm utilizarea acestui mod de 2-3 ori pe săptămână pentru rezultate optime, fără a agresa bariera naturală a pielii.



Modul [RF LED / ACNE-T / WHITEN]

Se utilizează cu toner/ser/demachiant FĂRĂ inel de fixare și FĂRĂ dischetă de bumbac.

Se bazează pe contactul direct al capului metalic cu pielea hidratată.

- **Aplicare:** Întindeți uniform pe față tonerul, serul sau loțiunea preferată (asigurați-vă că tenul este bine umed).
- **Pornire:** Apăsăți lung butonul de pornire și selectați modul dorit în funcție de nevoia tenului (Roșu/Albastru/Portocaliu).
- **Utilizare:** Prindeți dispozitivul astfel încât mâna să fie în contact permanent cu benzile laterale (senzorul de ioni).
- **Masaj Ascendent:** Masați fața folosind mișcări lente, de jos în sus, pentru a favoriza efectul de lifting și regenerare.



Detalii specifice pentru fiecare mod:

- RF LED (Lumină Roșie): Ideal pentru stimularea colagenului. Se folosește cel mai bine cu seruri anti-aging.


- ACNE-T (Lumină Albastră): Ideal pentru calmarea tenului iritat. Se folosește cu produse pe bază de apă sau tratamente anti-acneice ușoare.
- WHITEN (Lumină Portocalie): Ideal pentru uniformizarea nuanței tenului. Se folosește cu seruri cu Vitamina C sau produse pentru luminozitate.



NOTĂ IMPORTANTĂ: Nu priviți direct în lumina LED în timpul utilizării. Dacă simțiți că pielea s-a uscat în timpul masajului, mai aplicați puțin produs cosmetic pentru a menține conductivitatea.


3. Modul [IMPORT] (Mezoterapie / Absorbție)

Se utilizează FĂRĂ inel de fixare și FĂRĂ dischetă de bumbac. Este conceput să funcționeze perfect cu măștile faciale de tip șervețel.



- **Aplicare:** Aplicați masca facială textilă pe ten (sau un strat generos de mască-gel / esență).
- **Pornire:** Apăsăți lung (3 sec.) butonul ON/OFF și selectați modul IMPORT prin apăsări scurte.
- **Utilizare:** Masați fața peste masca textilă sau direct pe piele, de jos în sus, insistând pe zonele care necesită hidratare. Microcurentul va împinge nutrienții în profunzimea dermului.
- **Final:** Îndepărtați masca facială la finalul celor 5 minute și masați restul de esență în piele.

(1) Aplicați masca facială pe ten.



(2) Pornire: Apăsăți și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde și selectați modul IMPORT.



(3) Țineți dispozitivul și asigurați-vă că mâna este în contact cu senzorul și masați fața de jos în sus.



(4) Îndepărtați masca facială și curățați tenul.



Sfaturi pentru Modul IMPORT:


- Efectul de „Ecluză”: Acest mod folosește ioni pozitivi și negativi pentru a „împinge” moleculele de hidratare prin bariera pielii. Este de 10 ori mai eficient decât aplicarea cremei cu degetele.
- Ideal pentru Măștile Textilă: Dacă folosiți o mască șervețel, treceți cu aparatul peste ea până când simțiți că bumbacul măștii începe să se usuce. Asta înseamnă că tot serul a fost transferat în piele.
- Temperatura contează: Masajul cald din acest mod ajută la relaxarea porilor, facilitând „importul” nutrienților. Dacă produsul cosmetic se usucă prea repede, mai stropiți fața cu puțin toner sau apă termală.
- Ordinea corectă: Folosiți acest mod DUPĂ curățare (Modul CLEAN) și ÎNAINTE de hidratarea finală cu cremă de noapte grasă, pentru a „sigila” vitaminele în interior.
- Fără risipă: Puteți folosi acest mod și pentru gât și decolteu, zone care trădează adesea vârsta și care au nevoie de „import” de colagen și hidratare.



4. Modul [EMS UP] (Lifting)

Se utilizează microcurenți pentru a stimula musculatura facială. Se folosește FĂRĂ inel și FĂRĂ dischetă. Ideal pentru fermitate și redefinirea conturului facial.

- **Aplicare:** Aplicați o cremă de lifting, o crema de zi/noapte un gel conductor sau o loțiune hidratantă pe față în mod uniform.
- **Pornire:** Apăsăți lung butonul ON/OFF și selectați modul EMS UP, prin apăsări scurte.
- **Contact senzori:** Asigurați-vă că degetele ating benzile laterale (senzorii) în timpul utilizării, pentru a activa microcurenții.
- **Utilizare:** Masați fața cu dispozitivul mereu de jos în sus de-a lungul liniei maxilarului și pe pomeți, cu mișcări ascendente. Microcurenții vor stimula musculatura facială pentru un efect de ridicare.



(1) Aplicați tonerul/esența /loțiunea pe față în mod uniform.



(2) Pornirea: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde și selectați modul corespunzător.



(3) Țineți dispozitivul, țineți mâna în contact cu senzorul și masați fața de jos în sus.

Sfaturi pentru Modul EMS:

- Senzația de "furnicături": Este absolut normal să simțiți mici ciupituri sau furnicături. Aceasta înseamnă că microcurenții lucrează asupra mușchilor. Dacă senzația este prea intensă, reduceți intensitatea la nivelul L (Low).
- Regula celor 45°: Țineți capul metalic al dispozitivului înclinat, astfel încât să "agațe" ușor linia maxilarului și să o ridice spre ureche.
- Insistați pe zonele critice: Folosiți mișcări lente pe linia "V" a feței (maxilar), pomeți și gât (evitând zona centrală a gâtului/mărul lui Adam).
- Hidratarea: Dacă nu simțiți nimic, înseamnă că pielea este prea uscată. Aplicați mai mult ser sau loțiune. Microcurentul are nevoie de un mediu umed pentru a circula.
- Continuitate: Pentru un efect de lifting vizibil și de durată, folosiți acest mod constant (de 3-4 ori pe săptămână).



5. Modul [EYE CARE] (Îngrijirea Ochilor)

Special pentru zona sensibilă de sub ochi și pleoape. Se utilizează cu cremă sau ser special pentru zona periorculară.



- **Aplicare:** Aplicați crema de ochi prin tapotare ușoară în jurul ochilor.
- **Pornire:** Apăsați lung butonul ON/OFF și selectați modul EYE CARE, prin apăsări scurte.
- **Utilizare:** Mențineți degetele pe senzori și masați delicat de la colțul interior spre cel exterior al ochilor, aplicând o presiune ușoară.
- **Notă:** Microcurentul pentru acest mod este dezactivat implicit pentru siguranță. Dacă doriți stimulare mai intensă este necesară activarea lui prin apăsare scurtă a butonului de intensitate în timp ce sunteți în acest mod.

1) Aplicați crema de ochi în jurul ochilor în mod uniform.




(2) Pornire: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde și selectați modul EYE CARE




(3) Țineți dispozitivul și asigurați-vă că mâna este în contact cu senzorul, masați de la marginile interioare la marginile exterioare ale zonei ochilor și apăsați ușor pe piele.

Microcurentul EYE CARE EMS este dezactivat în mod implicit și poate fi activat prin apăsarea butonului [] după cum este necesar.



Sfaturi pentru Modul EYE CARE:

- Activați Microcurentul la nevoie: În mod standard, el este dezactivat implicit pentru a proteja ochii sensibili. Dacă doriți un efect mai intens de lifting al pleoapelor, apăsați scurt butonul de intensitate pentru a-l activa manual.
- Fără presiune excesivă: Nu apăsați dispozitivul pe globul ocular! Mișcările trebuie să fie ușoare, de drenaj, pe osul orbital (zona de sub ochi și deasupra sprâncenei).
- Adio, cearcăne!: Căldura dispozitivului ajută la dilatarea vaselor de sânge și la drenajul limfatic. Ideal pentru ochii umflați dimineața.
- Temperatura optimă: Masajul cald ajută crema de ochi să pătrundă în straturile profunde ale pielii, în loc să rămână doar la suprafață. Veți observa că pielea devine mult mai luminoasă și hidratată.
- Direcția contează: Masați mereu spre tâmpile. Această mișcare ajută la „ridicarea” privirii și la eliminarea fluidelor acumulate sub ochi.





9. SFATURI DE ÎNGRIJIRE A PIELII (RUTINA IMA TREND)

Tratamentul de Dimineață (Pregătirea pentru machiaj):

- **Curățare:** Spălați fața cu apă sau un gel de curățare blând.
- **Pregătire:** Aplicați tonerul sau serul de zi.
- **Tratament:** Selectați modul RF LED / ACNE-T / WHITEN (alegeți lumina în funcție de nevoia tenului: Roșu pentru tonifiere, Albastru pentru calmare, Portocaliu pentru luminozitate).

- **Finalizare:** Aplicați crema de zi și machiajul (pielea va fi mult mai receptivă și fină).



Tratamentul de Seară (Restaurarea vitalității):

- **Pasul 1:** Curățare Profundă (Modul CLEAN): Folosiți inelul de fixare și o dischetă cu demachiant/apă micelară. (Recomandat de 2-3 ori pe săptămână pentru a nu agresa bariera naturală a pielii).
- **Pasul 2:** Tratament Photonic (Modul RF LED / ACNE-T / WHITEN): Aplicați tonerul sau esența. Lumina ajută la regenerarea celulelor pe timpul nopții.
- **Pasul 3:** Hidratare Intensă (Modul IMPORT): Aplicați o mască textilă (sheet mask). Folosiți dispozitivul peste mască pentru a împinge nutrienții în profunzime.
- **Pasul 4:** Reconturare (Modul EMS UP): După ce scoateți masca, folosiți restul de ser rămas pe față pentru a face masajul de lifting.
- **Pasul 5:** Îngrijire Specifică (Modul EYE CARE): Aplicați crema de ochi și masați delicat pentru a drena cearcănele înainte de culcare.

10. AVERTISMENTE SUPLIMENTARE ȘI PRECAUȚII

SIGURANȚĂ ȘI CONTRAINDICAȚII

- NU utilizați dispozitivul dacă vă încadrați în următoarele categorii:
- Intervenții și Implanturi: Persoane cu chirurgie plastică facială recentă, implanturi metalice subcutanate, pacemaker sau piese de silicon/plastic încrustate în zona de tratament.
- Afecțiuni Medicale: Pacienți cu hipertensiune, boli infecțioase, tuberculoză, afecțiuni acute, boli psihice sau boli atopice ale pielii.
- Stare de Sănătate: Persoane cu sănătate precară, aflate sub influența alcoolului sau care iau somnifere.
- Sensibilități: Alergii severe la metale sau produse cosmetice (vă rugăm să consultați medicul înainte de utilizare).
- Categoriile Speciale: Femei însărcinate, care alăptează sau care sunt în perioada menstruației. Produsul NU este destinat persoanelor sub 12 ani.



ZONE INTERZISE pentru utilizare:

- Răni deschise, tăieturi, răni plastice, zone inflamate sau purulente.
- Mucoase (cavitate bucală, vulvă), globul ocular sau direct pe mărunul lui Adam.
- Zone cu veruci virale (negi) sau zone recent epilate/bărbierite.

AVERTISMENTE IMPORTANTE ÎNAINTE DE OPERARE

- Pregătirea: Îndepărtați obligatoriu bijuteriile metalice (cercei, coliere, ceasuri), ochelarii și lentilele de contact. Contactul metalului cu dispozitivul poate cauza arsuri accidentale sau defectarea microcurentului.
- Protecția Vizuală: LED-ul poate fi radiant. Închideți ochii când lucrați în zona feței și NU priviți direct în sursa de lumină LED.
- Capul de Ghidare: Suprafața metalică este finisată pentru contact delicat și se poate zgâria ușor dacă este manipulată neglijent. Zgârieturile fine survenite în timpul utilizării nu afectează performanța și nu fac obiectul garanției.
- Timp de Utilizare: Nu depășiți 15 minute per sesiune de tratament.
- Utilizarea Corectă: Nu folosiți capul metalic pentru a încerca să deschideți sau să forțați alte părți ale dispozitivului.
- Întreținerea Bateriei: Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet cel puțin o dată la 6 luni pentru a proteja durata de viață a bateriei cu litiu.

11. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE PRODUS

- Pentru a asigura o funcționare optimă, opriți întotdeauna dispozitivul înainte de curățare.
- **NU SE SPALĂ!** (No Washing): Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu îl scufundați și nu îl clătiți sub jetul de la robinet.
- Curățarea carcasei: Ștergeți dispozitivul după fiecare utilizare cu o cârpă moale și uscată sau foarte puțin umezită.
- Curățarea inelului de fixare: Scoateți inelul și curățați-l cu apă separat atunci când acesta este murdar, apoi uscați-l complet înainte de remontare.
- **ATENȚIE** la substanțe corozive: Nu folosiți alcool, benzină, dizolvant de lac de unghii sau alte soluții corozive. Acestea pot cauza crăparea pieselor, decolorarea carcasei sau defectarea definitivă a senzorilor.



- Bateria: Dacă aparatul rămâne neutilizat, încărcați-l obligatoriu o dată la 6 luni pentru a menține celulele de Litiu active.
- Reciclare: La finalul vieții aparatului, acesta trebuie aruncat conform reglementărilor locale pentru deșeuri electrice și baterii cu litiu.

NOTĂ: Dacă aveți orice dubiu cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, consultați un medic înainte de prima utilizare.

12. DEPANARE

| Problemă | Cauză posibilă | Soluție |
|--|--|--|
| Aparatul nu pornește | Bateria este complet descărcată. | Încărcați aparatul timp de 3 ore. |
| Nu simt vibrația/microcurrentul | Nu atingeți senzorii laterali sau pielea este prea uscată. | Asigurați-vă că mâna face contact cu benzile laterale și aplicați mai mult produs hidratant pe față. |
| Senzație de arsură/ciupitură | Intensitate prea mare sau prea puțin produs. | Reduceți nivelul de intensitate (L) și aplicați mai mult gel/ser. |
| Aparatul se oprește singur | Funcția de auto-oprire după 5 minute. | Este normal. Reporniți dispozitivul dacă doriți să continuați. |

CONTACT

Dacă întâmpinați probleme sau aveți sugestii, vă rugăm să ne contactați direct telefonic la numărul dedicat informațiilor pentru clienți.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Luni - Vineri:
09:00 - 18:00



https://imatrend.ro



CERTIFICAT DE GARANȚIE

GARANȚIE COMERCIALĂ PERSOANE JURIDICE: 12 LUNI
GARANȚIE DE CONFORMITATE PERSOANE FIZICE: 24 LUNI

Fabricarea, asamblarea și performanța acestui produs au fost testate și îndeplinesc standardul de calitate de fabricație, iar produsul a fost aprobat pentru eliberare.

Nume

Adresa


.....

Produs: **Aparat Profesional Facial 7-în-1 IMA Trend**

Data achiziționării

Telefon

Garanția nu se aplică în următoarele situații: reparații sau modificări neautorizate, utilizare incorectă, neglijență, abuz, coliziune sau pătrunderea lichidelor, utilizarea de accesorii neoriginale sau incompatibile, ruperea, modificarea sau îndepărtarea etichetelor (inclusiv cele de autenticitate), depășirea perioadei de garanție, lipsa unui document valid care atestă data achiziției, daune cauzate de factori umani sau forțe inevitabile (dezastre naturale) și uzura normală a produsului.



PORTABIL

Usor de transportat, faceti ingrijirea pielii oriunde si oricand.

imatrend®



7-IN-1 PROFESSIONAL BEAUTY DEVICE

imatrend®

FACIAL TREATMENT | LIFTING | REJUVENATION

EMS & RF Technology | Photonic LED Therapy |
Needle-Free Mesotherapy | Sonic Vibration Massage












Lifting & Firming | Anti-Aging Facial Treatment |
Targeted Eye Care | Deep Pore Cleansing



USER MANUAL



TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|-----------|
| 1. Safety Precautions | |
|  | 21 |
| 2. Product Specifications | |
|  | 22 |
| 3. Product Components | |
|  | 23 |
| 5. List of accessories | |
| 6. Technology principles | |
|  | 24 |
| 6. Operating Modes | |
|  | 25 |
| 7. Instructions for the 7 operating modes | |
|  | 26 |
| 8. Step-by-step guide for the 7 operating modes | |
|  | 27 |
| 9. Skincare Tips (Routine) | |
|  | 32 |
| 10. Additional warnings and precautions | |
|  | 33 |
| 11. Product maintenance and cleaning | |
|  | 34 |
| 12. Troubleshooting | |
| 13. Contact | |
|  | 35 |
| 14. Warranty Certificate | |
|  | 36 |



1. SAFETY PRECAUTIONS

Safety Operation Manual

- Please read this manual carefully before using the product. Keep this manual in a safe place. If you transfer the product to a third party, ensure this manual is included with the device.
- Any operation that does not comply with the instructions in this manual may lead to serious personal injury, property damage, or damage to the product itself.
- Our company shall not assume any legal liability for losses caused by failure to operate the product in accordance with the provided instructions.
- Please pay close attention to the personal safety instructions to avoid accidents or potential damage to the device.
- Exercise caution while using the product to avoid potential hazards.
- Store the product safely and keep it out of reach of children or persons unable to assess environmental risks.
- Do not store the product in high places to avoid the risk of accidental falling.

Caution:

- Do not use the device if you have had recent facial plastic surgery, or if you have subcutaneous metal implants or a pacemaker.
- Prohibited for individuals with skin diseases, allergies to metals or cosmetics, and patients with tuberculosis, hypertension, or acute medical conditions.
- Not recommended during pregnancy, breastfeeding, menstruation, or for children under 12 years of age.
- Do not use on open wounds, mucous membranes, the Adam's apple, or directly on the eyeball.
- Remove all metal jewelry, glasses, and contact lenses prior to use.
- The recommended usage time should not exceed 15 minutes per session.



2. PRODUCT SPECIFICATIONS

| Parameter | Technical Details |
|-------------------------|---|
| Product Name | 7-in-1 Professional Anti-aging and Rejuvenation Device |
| Input Voltage | 5V / 1A (USB Charging) |
| Rated Power | 4W |
| Battery Capacity | 750 mAh (Lithium-Ion) |
| Charging Time | Approx. 3 hours |
| Standby Autonomy | Approx. 45 days |
| Intensity Levels | 3 Levels (Low / Medium / High) |
| Integrated Technologies | EMS, RF, Sonic Vibration, LED Therapy (Red, Blue, Orange) |
| Treatment Areas | Face, Eyes, Lips, Neck |
| Usage | Dry skin, Wet skin |
| Skin Type | Oily, Combination, Blemish-prone, Sensitive, Normal |
| Dimensions | 160 x 50 x 54 mm (6.29 x 1.96 x 2.12 in) |
| Net Weight | 100 g (3.20 oz) |
| Package Contents | Main device, Fixing ring, Base, Charging cable, User manual |



3. PRODUCT COMPONENTS

Metal Treatment Head



Control Interface and Display

To operate the device correctly, please refer to the LCD indicators and the control button functions described below:

A. Battery Symbol Indicator

The energy status is indicated through color codes and illumination patterns:

- White: Normal battery level.
- Red: Low battery (device requires charging).
- Flashing: The device is connected and currently charging.
- Solid Light (Fixed): Charging is complete.



Full charge required before first use (approx. 3 hours).

B. BUTTON FUNCTIONS

The device features two primary buttons that control all integrated functions:

1. Intensity Button:

- **Short Press:** Adjusts the electrical current intensity levels (3 stages: **L - Low, M - Medium, H - High**).
- **Long Press:** Activates or Deactivates the Vibration function. This feature is versatile and can be toggled for each operating mode according to your personal comfort.

Intensity Button

2. ON/OFF & MODE Button:

- **Long Press (3 seconds):** Powers the device ON or OFF.
- **Short Press:** Cycles through the 7 operating modes displayed on the screen.

ON/OFF & MODE Button



4. LIST OF ACCESSORIES

- Main Device
- Fixing Ring (pre-mounted on the device)
- Charging / Support Base
- USB Data Cable
- User Manual



5. TECHNOLOGY PRINCIPLES

The Ima Trend Anti-aging and Facial Rejuvenation Device is an advanced beauty tool that integrates EMS microcurrents (galvanic ions), thermal massage vibrations, and photonic therapy (Red, Blue, and Orange light).

This technological synergy is engineered to achieve deep pore cleansing, visible tissue rejuvenation, and a long-lasting facial lifting effect.



Before beginning your treatment, it is important to understand the advanced technologies working for your skin's health:

1. **EMS Microcurrent (Galvanic Ions):** Utilizes the principle of gentle impulse currents (anode and cathode) to effectively attract, soften, and discharge deep-seated oil and impurities from the pores.
2. **Vibrations:** Employs physical vibrations and precise electrical stimulation to increase skin elasticity and boost cellular metabolism.
3. **Thermal Massage:** Promotes optimal absorption of skincare products, helps smooth skin texture, and maintains a firm, elastic complexion.
4. **LED Photonic Therapy:**
 - **Red Light (640nm-650nm):** Penetrates deep into the dermis, stimulating blood circulation and collagen production to reduce wrinkles and firm the skin. It encourages cellular regeneration.
 - **Blue Light (415nm):** Provides rapid anti-inflammatory effects. It reduces sebum secretion and eliminates acne-causing bacteria, significantly improving oily or problematic skin conditions.
 - **Orange Light (600nm):** Reaches 1-2 mm into the skin to effectively treat red spots, soothe inflammation, and promote metabolism for a brighter, more radiant complexion.






6. OPERATING MODES

This device offers customized solutions for various skin concerns by combining heat, vibration, and LED therapy:

- **CLEAN:** The warming sensation helps open pores for deep cleansing. The result is refined pores, diminished post-acne spots, and a revitalized look for tired or dull skin.
- **RF LED:** Utilizes red light to activate cellular elasticity. It promotes protein and collagen synthesis, working in synergy with thermal massage and vibrations to leave the skin smooth and firm.



- **ACNE-T:** Blue light is ideal for targeting acne, as it effectively inhibits skin inflammation and excessive oil (sebum) secretion, visibly improving pore size and skin texture.
- **WHITEN (BRIGHTENING):** Orange light restores cellular energy and accelerates skin metabolism. It revitalizes the skin to restore its natural glow and achieve a brighter, more radiant complexion.
- **IMPORT (MESOTHERAPY):** Microcurrents and thermal action drive skincare products (serums, essences) deep into the skin. Combined with LED therapy and vibrations, this mode ensures that the lower layers of the dermis absorb nutrients, leaving the skin deeply hydrated and protected.
- **EMS UP (LIFTING):** EMS microcurrent massage boosts blood circulation while enhancing skin elasticity and firmness. This mode is designed to lift facial contours and leave your skin in its peak condition.
- **EYE CARE (ÎNGRIJIREA OCHILOR):** A thermal vibration massage specifically engineered for the delicate eye area. It relieves fatigue, drives eye cream deep into the tissue, and promotes maximum absorption for a refreshed and luminous look.



7. INSTRUCTIONS FOR THE 7 OPERATING MODES

General Safety and Efficiency Rules:

1. **Preparation:** Fully charge the device before its first use.
2. **Sensitivity Test:** Test the device on a small area of your skin (such as the jawline) to check for sensitivity. Always start with Intensity Level 1.
3. **The Human Circuit:** For EMS and Ion technology to function, you must keep your fingers in contact with the Ion Sensor Strips (side rails) while the metal treatment head touches your skin. Always ensure your skin remains moist during treatment.
4. **Correct Cleansing:** In CLEAN mode, use only toner or water-based makeup remover. Do not use oil-based cleansers or greasy makeup removal lotions for exfoliation.

5. **Sensor Contact:** If using the device on another person, you must maintain physical contact (e.g., touch their skin with your other hand) to complete the electrical circuit and activate the ion/EMS functions.
6. **Auto-Shutoff:** For your safety and to conserve battery, the device will automatically power off after 5 minutes of inactivity in the same mode.


IMPORTANT NOTE:

BEFORE USE, PLEASE CAREFULLY READ SECTION NO. 10: IMPORTANT WARNINGS AND SAFETY MEASURES ON PAGE 33.


8. STEP-BY-STEP GUIDE FOR THE 7 OPERATING MODES

[CLEAN] Mode (Deep Cleansing)

This mode must be used with the fixing ring and a cotton pad.



- **Preparation:** Place a clean cotton pad over the metal treatment head and secure it with the plastic fixing ring. Press gently until it clicks.
- **Application:** Pour makeup remover or cleansing toner onto the cotton pad until it is well-soaked (do not use oils).
- **Power On:** Long-press the Power button (3 sec.) and select the CLEAN mode.
- **Operation:** Ensure your fingers are touching the side sensor strips during use. Move the device over your face in circular motions, avoiding the eye area.



1. Place a clean cotton pad



2. Fix the ring




3. Pour makeup remover or cleansing toner



4. Power On: Long-press the Power button (3 sec.) and select the CLEAN mode.




5. Ensure your fingers are touching the side sensor strips during use.



6. Clean the face

Pro Tips for CLEAN Mode:

- **DO NOT** use oil-based cleansers: These can clog pores or damage the fixing ring. Use only water-based products (micellar water, toner).
- **Direction of movement:** Always move the device from the bottom up and from the center of the face outward.
- **Frequency:** We recommend using this mode 2-3 times per week for optimal results without compromising the skin's natural barrier.



[RF LED / ACNE-T / WHITEN] Modes

These modes are used with toner, serum, or lotion **WITHOUT** the fixing ring and **WITHOUT** a cotton pad. They rely on direct contact between the metal treatment head and hydrated skin.

- **Application:** Evenly spread your favorite toner, serum, or lotion over your face (ensure the skin is thoroughly moist).
- **Power On:** Long-press the Power button and select the desired mode based on your skin's needs (Red/Blue/Orange).
- **Operation:** Grip the device so your hand is in constant contact with the side sensor strips (ion sensors).
- **Ascent Massage:** Massage the face using slow, upward motions to promote the lifting and regeneration effects.



Specific Details for Each Mode:

- **RF LED (Red Light):** Ideal for collagen stimulation. Best used in combination with anti-aging serums.

- **ACNE-T (Blue Light):** Ideal for calming irritated skin. Best used with water-based products or lightweight anti-acne treatments.
- **WHITEN (Orange Light):** Ideal for evening out the skin tone. Best used with Vitamin C serums or brightening products.



IMPORTANT NOTE: Do not look directly into the LED light during use. If you feel the skin has become dry during the massage, apply more product to maintain optimal conductivity.

3. [IMPORT] Mode (Mesotherapy / Absorption)

This mode is used WITHOUT the fixing ring and WITHOUT a cotton pad. It is specifically engineered to work perfectly with sheet masks.



- **Application:** Apply a sheet mask to your face (alternatively, use a generous layer of gel-mask or essence).
- **Power On:** Long-press the ON/OFF button (3 sec.) and select the IMPORT mode using short presses.
- **Operation:** Massage your face over the sheet mask or directly on the skin using upward motions, focusing on areas that require deep hydration. The microcurrent will drive nutrients deep into the dermis.
- **Final Step:** Remove the sheet mask after the 5-minute session and massage any remaining essence into the skin.


1. **Apply facial mask on the face.**



2. **Power On:** Long-press the Power button (3 sec.) and select the IMPORT mode.



3. **Hold the device, touching the side sensor strips and massage the face from bottom to top.**



4. **Remove the facial mask and clean the face.**



Pro Tips for IMPORT Mode:


- The "Lock-in" Effect: This mode uses positive and negative ions to "push" hydrating molecules through the skin barrier. It is 10 times more effective than applying cream with your fingers.
- Ideal for Sheet Masks: If using a sheet mask, move the device over it until you feel the mask's fabric beginning to dry. This indicates that the serum has been successfully transferred into the skin.
- Temperature Matters: The thermal massage in this mode helps relax the pores, facilitating the "import" of nutrients. If the cosmetic product dries too quickly, mist your face with a little toner or thermal water.
- Correct Order: Use this mode AFTER cleansing (CLEAN Mode) and BEFORE your final heavy night cream to "seal" the vitamins inside.
- No Waste: You can also use this mode for the neck and décolletage—areas that often reveal age and require a collagen and hydration "boost."



4. [EMS UP] Mode (Lifting)

This mode uses microcurrents to stimulate facial muscles. It is used WITHOUT the ring or cotton pad. Ideal for firmness and redefining facial contours.

- **Application:** Evenly apply a lifting cream, day/night cream, conductive gel, or hydrating lotion to your face.
- **Power On:** Long-press the ON/OFF button (3 sec.) and select the EMS UP mode using short presses.
- **Sensor Contact:** Ensure your fingers are touching the side sensor strips during use to activate the microcurrents.
- **Operation:** Always massage the face from the bottom up, along the jawline and over the cheekbones using upward motions. The microcurrents will stimulate the facial muscles for a visible lifting effect.



1. Apply toner/essence/
lotion on the face evenly



2. Power On: Long-press the
Power button (3 sec.) and
select EMS mode.



3. Hold the device, touching
the side sensor strips
and massage the face
from bottom to top.

Pro Tips for EMS Mode:

- The "Tingling" Sensation: It is completely normal to feel slight pricking or tingling. This indicates that the microcurrents are effectively working on the muscles. If the sensation is too intense, reduce the intensity to the L (Low) level.
- The 45° Rule: Hold the metal treatment head at an angle so it gently "hooks" the jawline, lifting it towards the ear.
- Focus on Critical Areas: Use slow motions along the facial "V-line" (jaw), cheekbones, and neck (avoiding the central neck area/Adam's apple).
- Hydration is Key: If you feel no sensation, your skin may be too dry. Apply more serum or lotion, as microcurrents require a moist environment to conduct effectively.
- Consistency: For a visible and long-lasting lifting effect, use this mode consistently (3-4 times per week).



5. [EYE CARE] Mode

Specially designed for the sensitive under-eye area and eyelids. Use with a specialized eye cream or periocular serum.



- **Application:** Gently tap eye cream into the skin around the eyes.
- **Power On:** Long-press the ON/OFF button and select EYE CARE mode with short presses.
- **Operation:** Keep your fingers on the sensors and gently massage from the inner corner to the outer corner of the eyes, applying light pressure.
- **Note:** The microcurrent for this mode is disabled by default for safety. If you require more intense stimulation, you must manually activate it by short-pressing the Intensity button while in this mode.

1. Apply eye cream or eye essence around the eye evenly




2. Power On: Long-press the Power button (3 sec.) and select EYE CARE mode.




3. Hold the device, and make sure the hand is in touch with the sensor, massage from inner corners to outer corners of the eye area and gently pat and press into skin.

EYE CARE EMS micro-current is off by default, and can be turned on by pressing the Intensity button.



Pro Tips for EYE CARE Mode:

- **Manual Microcurrent Activation:**
By default, the microcurrent is disabled to protect the sensitive eye area. If you desire a more intense eyelid lifting effect, short-press the Intensity button to activate it manually.
- **No Excessive Pressure:** Do not press the device directly against the eyeball! Movements should be light and focused on lymphatic drainage along the orbital bone (the area under the eye and above the eyebrow).
- **No Dark Circles:** The device's warmth helps dilate blood vessels and promotes lymphatic drainage—ideal for reducing morning puffiness.
- **Optimal Temperature:** The thermal massage helps your eye cream penetrate deep into the skin layers. You will notice your skin becoming significantly brighter and more hydrated.
- **Direction Matters:** Always massage toward the temples. This movement helps "lift" the gaze and eliminate fluids accumulated under the eyes.





9. SKINCARE TIPS (THE IMA TREND ROUTINE)

Morning Treatment (Makeup Prep):

- **Cleansing:** Wash your face with water or a gentle cleansing gel.
- **Preparation:** Apply your toner or daytime serum.
- **Treatment:** Select RF LED / ACNE-T / WHITEN mode (choose the light based on your skin's needs: Red for toning, Blue for calming, Orange for radiance).

- **Finishing:** Apply your day cream and makeup (your skin will be significantly more receptive and smooth).



Evening Treatment (Vitality Restoration):

- **Step 1:** Deep Cleansing ([CLEAN] Mode): Use the fixing ring and a cotton pad with makeup remover or micellar water. (Recommended 2–3 times per week to avoid compromising the skin's natural barrier).
- **Step 2:** Photonic Treatment ([RF LED / ACNE-T / WHITEN] Mode): Apply toner or essence. The light therapy assists in cellular regeneration throughout the night.
- **Step 3:** Intense Hydration ([IMPORT] Mode): Apply a sheet mask. Use the device over the mask to drive nutrients deep into the dermis.
- **Step 4:** Recontouring ([EMS UP] Mode): After removing the mask, use the remaining serum on your face to perform the lifting massage.
- **Step 5:** Specific Care ([EYE CARE] Mode): Apply eye cream and massage gently to drain dark circles before sleep.

10. ADDITIONAL WARNINGS AND PRECAUTIONS

SAFETY AND CONTRAINDICATIONS

- DO NOT use the device if you fall into any of the following categories:
- Procedures and Implants: Individuals with recent facial plastic surgery, subcutaneous metal implants, pacemakers, or silicone/plastic parts embedded in the treatment area.
- Medical Conditions: Patients with hypertension, infectious diseases, tuberculosis, acute conditions, mental illnesses, or atopic skin diseases.
- Health Status: Individuals in poor health, under the influence of alcohol, or taking sleeping aids.
- Sensitivities: Severe allergies to metals or specific cosmetics (please consult a physician before use).
- Special Categories: Women who are pregnant, breastfeeding, or during their menstrual cycle. This product is NOT intended for individuals under the age of 12.



PROHIBITED AREAS for Use:

- Open wounds, cuts, surgical scars, inflamed or purulent (infected) areas.
- Mucous membranes (oral cavity, genital area), the eyeballs, or directly over the Adam's apple.
- Areas with viral warts or recently waxed/shaved skin.

IMPORTANT PRE-OPERATING WARNINGS

- Preparation: You must remove all metal jewelry (earrings, necklaces, watches), glasses, and contact lenses. Metal contact with the device may cause accidental burns or microcurrent malfunction.
- Eye Protection: The LED light can be intense. Keep your eyes closed when working near the face and DO NOT look directly into the LED light source.
- Treatment Head: The metal surface is precision-finished for delicate contact and can be easily scratched if handled carelessly. Fine scratches occurring during use do not affect performance and are not covered by the warranty.
- Usage Time: Do not exceed 15 minutes per treatment session.
- Proper Use: Do not use the metal head to pry open or force other parts of the device.
- Battery Maintenance: If the device is not used for an extended period, charge it fully at least once every 6 months to protect the lifespan of the lithium battery.

11. PRODUCT MAINTENANCE AND CLEANING

- To ensure optimal operation, always turn off the device before cleaning.
- DO NOT WASH: The device is not waterproof. Do not submerge it or rinse it under running water.
- Cleaning the Body: Wipe the device after each use with a soft, dry cloth or a very slightly damp cloth.
- Cleaning the Fixing Ring: Remove the ring and wash it separately with water when dirty. Dry it completely before reattaching it to the device.
- WARNING Regarding Corrosive Substances: Do not use alcohol, benzene, nail polish remover, or other corrosive solutions. These can cause parts to crack, discolor the casing, or lead to permanent sensor failure.



- **Battery** : If the device remains unused, you must charge it at least once every 6 months to keep the lithium cells active and maintain their health.
- **Recycling**: At the end of its lifespan, this device must be disposed of in accordance with local regulations for electronic waste (WEEE) and lithium batteries. Do not dispose of it with regular household waste.

NOTE: If you have any concerns regarding your health status, please consult a physician before the first use.

12. TROUBLESHOOTING

| Issue | Possible Cause | Solution |
|---|--|---|
| Device will not power on | The battery is completely discharged. | Charge the device for at least 3 hours. |
| No vibration or microcurrent sensation | Not touching the side sensors or the skin is too dry. | Ensure your hand is in contact with the side sensor strips and apply more hydrating product to your face. |
| Burning or stinging sensation | Intensity level is too high or insufficient product on the skin. | Reduce the intensity level to (L) and apply more gel or serum. |
| Device turns off by itself | The 5-minute Auto-Shutoff safety function. | This is normal. Restart the device if you wish to continue the treatment. |

CONTACT

If you encounter any issues or have suggestions, please feel free to contact us directly via our customer support phone line.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Mon - Fri:
09:00 AM - 06:00 PM



https://imatrend.ro



WARRANTY CERTIFICATE

COMMERCIAL WARRANTY FOR BUSINESS CUSTOMERS: 12 MONTHS
CONFORMITY WARRANTY FOR INDIVIDUALS: 24 MONTHS

The manufacturing, assembly, and performance of this product have been tested and meet the required quality standards.
The product has been approved for release.

Name

Address

.....

Product: **IMA Trend 7-in-1 Professional Beauty Device**

Purchase Date

Phone

The warranty does not apply in the following situations: unauthorized repairs or modifications, incorrect use, negligence, abuse, collision, or liquid ingress, use of non-original or incompatible accessories, breaking, modifying, or removing labels (including authenticity labels), exceeding the warranty period, lack of a valid document confirming the purchase date, damage caused by human factors or unavoidable forces (natural disasters), and normal wear and tear of the product.



TRAVEL-FRIENDLY

Easy to carry—enjoy your skincare routine anytime, anywhere.

imatrend[®]